

Nuestra gama de lentes mensuales multifocales y multifocales tóricas a medida Inspire your eyes **markennovy**

Blu:gen



- Hidrogel de Silicona
- Filtros de luz azul y UV Clase 1
- Rango completo de Ø, RB y AD

% H	
2075	
Pack3 y 6 lentes	
Dk60	
Filtro luz azul	Sí
Filtro UV	Clase 1
Módulo (MPa)	0.25
CoF	0.09
Deshidratación	< 0.50%
Tinte de manip.	Sí
Ø(mm)	11.50 a 16.50 (0.50)
RB (mm)	6.50 a 9.80 (0.30)
ESF (D)	±30.00 (0.25)
CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE (°)	Todos (1°)
AD (D)	0.50 a 4.00 (0.25)
CD - CN	

Saphir Rx



- Hidrogel de Silicona
- Excelente combinación de Dk y H 20
- Nuestra lente más popular

% H	
2075	
Pack3 y 6 lentes	
Dk60	
Filtro luz azul	-
Filtro UV	-
Módulo (MPa)	0.29
CoF	0.09
Deshidratación	1%
Tinte de manip.	-
Ø(mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
RB (mm)	6.80 a 9.80 (0.30)
ESF (D)	±30.00 (0.25)
CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE (°)	Todos (1°)
AD (D)	0.50 a 4.00 (0.50)
CD - CN	

Gentle 80



- Alto DK sin silicona
- Excelente retención de agua
- Módulo de elasticidad más bajo del mercado

% H	
2080	
Pack3 y 6 lentes	
Dk60	
Filtro luz azul	-
Filtro UV	Sí
Módulo (MPa)	0.13
CoF	0.05
Deshidratación	< 0.50%
Tinte de manip.	Sí
Ø(mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
RB (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
ESF (D)	±30.00 (0.25)
CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE (°)	Todos (1°)
AD (D)	0.50 a 4.00 (0.50)
CD - CN	

Gentle 59



- Diseñada para mimetizarse con la córnea
- Baja deshidratación y baja fricción superficial
- Fácil manipulación

% H	
2059	
Pack3 y 6 lentes	
Dk30	
Filtro luz azul	-
Filtro UV	Sí
Módulo (MPa)	0.36
CoF	0.05
Deshidratación	< 1%
Tinte de manip.	Sí
Ø(mm)	13.00 a 16.00 (0.50)
RB (mm)	7.10 a 9.80 (0.30)
ESF (D)	±30.00 (0.25)
CIL (D)	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE (°)	Todos (1°)
AD (D)	0.50 a 4.00 (0.50)
CD - CN	



Toma de datos biométricos

- Queratometría
- Refracción en gafa (actualizada)
- Ojo
- DHIV

Dominante

✉ ventas@contactovisualnicaragua.com

☎ (+505) 8978-5220

🌐 www.contactovisualnicaragua.com



Contacto Visual
Nicaragua

1 Cálculo de la lente

- Refracción en gafa actualizada: Aplicar la distancia de vértice en ambos meridianos

- ## 2 Evaluación de la agudeza visual

3 Zonas ópticas