Claria H



Método **ASSL**

Capas de Protección de Agua

ventas@contactovisualnicaragua.com

(+505) 8978-5220

www.contactovisualnicaragua.com

Contacto Visual Nicaragua



Los lentes **Claria H** cuentan con dos geometrías que son **Claria H Tórico** diseñado para usuarios con astigmatismo ayudándoles a tener una visión más clara y estable durante el día y **Claria H Esférico** para la corrección de la miopía o la hipermetropía brindando una visión clara incluso con poca luz o bajo contraste.


Los lentes **Claria H** están fabricados en un material Hioxifilcon D que favorece la acumulación de agua en la superficie de la córnea y reduce la fricción con el ojo. Gracias a sus propiedades hidratantes, es poco probable que los lentes **Claria H** se deshidraten, aportando comodidad al usuario al momento de usarlos. El material Hioxifilcon D contiene un excelente grado de hidratación con un 55% de contenido de agua lo cual permite mantener la hidratación ocular de una forma continua convirtiendo a **Claria H** en un lente con un mayor confort durante una gran parte del tiempo de uso.

También tiene un filtro UV Clase II que bloquea más del 15 % de los rayos UVA y más del 60 % de la radiación UVB.

Método **ASSL**


Capas de Protección de Agua


Una adaptación fácil y cómoda



IPN: Red Polimérica Interpenetrante

El bajo coeficiente de fricción del ***Método ASSL*** le brinda a los lentes **Claria H** una superficie muy suave permitiendo que los párpados se deslicen fácilmente sobre ellos. Esto proporciona una sensación única donde los usuarios incluso olvidan que llevan lentes de contacto puestos y ayuda a que sus ojos estén cómodos y libres de sensación de cansancio durante todo el día.











Diseño de Visión de Alta Definición *HD*


Controla la aberración esférica y permite precisar y corregir dioptrías

La curvatura de la córnea provoca una aberración esférica en el ojo y empaña la visión periférica. Sin embargo, el uso de los lentes asféricas (HD) **Claria H** mejora el desenfoque y aumenta el rango de visión clara. Esto le dará una visión más CLARA.

Sin lentes	Con lente convencional	Con lente HD Claria H
		
El recorrido óptico del ojo y calidad del campo de visión	El recorrido óptico del ojo y calidad del campo de visión	El recorrido óptico del ojo y calidad del campo de visión
		

El diseño de borde fino optimizado de **Claria H** permite que los párpados se deslicen suavemente sobre el lente cuando se parpadea. Esto se consigue haciendo que el ángulo de la esquina entre las superficies exterior e interior del borde del lente sea lo más pequeño posible. En otras palabras, el grosor del borde del lente se reduce al mínimo.













Parámetros Claria H Esférico

Material	Hioxifilcon D
Cont. de Agua	55%
Curva Base	8.60 mm
Diámetro	14.20 mm
Potencia	+12.00 a +6.50D (pasos de 0.50D) +6.00 a -6.00D (pasos de 0.25D) -6.50 a -20.00D (pasos de 0.50D)
Tinte	Azul Claro
Manipulación	0.102 mm @ -3.00D
Espesor Central	UV Clase II
Clase UV	Bloqueo al menos 15% UVA (316 nm a 380 nm) Bloqueo al menos 60% UVB (280 nm a 315 nm) Transmisión de luz visible 95%
Pack	6 Lentes
Características	Diseño HD Método de superficie ASSL

Parámetros Claria H Tórico

Material	Hioxifilcon D
Cont. de Agua	55%
Curva Base	8.60 mm
Diámetro	14.20 mm
Potencia	+6.00 a +4.50D (pasos de 0.50D) +4.00 a -6.00D (pasos de 0.25D) -6.50 a -12.00D (pasos de 0.50D)
Tinte manipulación	Azul Claro
Potencia del cilindro	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Eje	10° a 180° (en pasos de 10°)
Marca del eje	Indicación de una flecha a las 6 horas
Espesor Central	0.108 mm @ -3.00D
Clase UV	UV Clase II Bloqueo al menos 15% UVA (316 nm a 380 nm) Bloqueo al menos 60% UVB (280 nm a 315 nm) Transmisión de luz visible 95%
Pack	6 Lentes
Características	Diseño Prisma Balastro Método de superficie ASSL

Claria H

NO VENDEMOS A TRAVÉS DE INTERNET, NOS ENFOCAMOS EN LOS ESPECIALISTAS VISUALES

ventas@contactovisualnicaragua.com

(+505) 8978-5220

www.contactovisualnicaragua.com

Contacto Visual Nicaragua